

Fréquence de fuite	Inflammation immédiate	Inflammation retardée	Détection de fuite	Détection F&G	ESD Isolation	Fréquence de l'évènement	Cinétique (s)	Quantité (kg)	ID	Description de l'évènement	
Fuite majeure 345 kg/s 5.46E-04 Huile Inventaire : 1.50E+06	OUI 3.20E-02	OUI 10 s 1.00E+00	Détection PSLL	OUI 0 9.99E-01	OUI 30 s 9.70E-01	1.69E-05	40	1.38E+04	M01	Inflammation immédiate, détectée et isolée	
				NON 0 0.0015	NON 3590 s 0.03	5.23E-07	3600	1.24E+06	M02	Inflammation immédiate, détectée et non isolée	
			OUI 60 s 9.99E-01	OUI 30 s 9.70E-01	2.54E-08	40	1.38E+04	M03	Inflammation immédiate, détectée et isolée		
			NON 0 0.0015	NON 3590 s 0.03	7.86E-10	3600	1.24E+06	M04	Inflammation immédiate, détectée et non isolée		
			OUI 60 s 9.99E-01	OUI 30 s 9.70E-01	1.69E-09	90	3.11E+04	M05	Inflammation immédiate, détectée et isolée		
			NON 0 0.0015	NON 3540 s 0.03	5.23E-11	3600	1.24E+06	M06	Inflammation immédiate, détectée et non isolée		
		NON 0 1E-04	OUI 600 s 7.00E-01	OUI 600 s 7.00E-01	1.83E-12	600	2.07E+05	M07	Inflammation immédiate, non détectée et isolée		
			NON 3600 s 0.3	NON 3600 s 0.3	7.86E-13	3600	1.24E+06	M08	Inflammation immédiate, non détectée et non isolée		
			OUI 30 s 9.70E-01	OUI 30 s 9.70E-01	2.54E-05	40	1.38E+04	M09	Inflammation retardée, détectée et isolée		
			NON 3590 s 0.03	NON 3590 s 0.03	7.85E-07	3600	1.24E+06	M10	Inflammation retardée, détectée et non isolée		
			OUI 30 s 9.70E-01	OUI 30 s 9.70E-01	3.81E-08	40	1.38E+04	M11	Inflammation retardée, détectée et isolée		
			NON 3590 s 0.03	NON 3590 s 0.03	1.18E-09	3600	1.24E+06	M12	Inflammation retardée, détectée et non isolée		
	OUI 4.96E-02	OUI 10 s 1.00E+00	Détection PSLL	OUI 300 s 9.99E-01	OUI 30 s 9.70E-01	2.54E-09	330	1.14E+05	M13	Inflammation retardée, détectée et isolée	
				NON 0 0.0015	NON 3300 s 0.03	7.85E-11	3600	1.24E+06	M14	Inflammation retardée, détectée et non isolée	
			OUI 300 s 9.99E-01	OUI 600 s 7.00E-01	2.75E-12	600	2.07E+05	M15	Inflammation retardée, non détectée et isolée		
			NON 0 0.0015	NON 3600 s 0.3	1.18E-12	3600	1.24E+06	M16	Inflammation retardée, non détectée et non isolée		
			OUI 30 s 9.70E-01	OUI 30 s 9.70E-01	4.47E-04	40	1.38E+04	M17	Pas d'inflammation, détectée et isolée		
			NON 3590 s 0.03	NON 3590 s 0.03	1.38E-05	3600	1.24E+06	M18	Pas d'inflammation, détectée et non isolée		
		NON 0 1E-04	OUI 30 s 9.70E-01	OUI 30 s 9.70E-01	3.99E-05	40	1.38E+04	M19	Pas d'inflammation, détectée et isolée		
			NON 3590 s 0.03	NON 3590 s 0.03	1.23E-06	3600	1.24E+06	M20	Pas d'inflammation, détectée et non isolée		
			OUI 30 s 9.70E-01	OUI 30 s 9.70E-01	4.47E-08	330	1.14E+05	M21	Pas d'inflammation, détectée et isolée		
			NON 3300 s 0.03	NON 3300 s 0.03	1.38E-09	3600	1.24E+06	M22	Pas d'inflammation, détectée et non isolée		
			OUI 600 s 7.00E-01	OUI 600 s 7.00E-01	2.88E-09	600	2.07E+05	M23	Pas d'inflammation, non détectée et isolée		
			NON 3600 s 0.3	NON 3600 s 0.3	1.23E-09	3600	1.24E+06	M24	Pas d'inflammation, non détectée et non isolée		
						5.46E-04	<i>Vérification</i>				